

## Vedligehold af polstring

# Tofi Patientstol **ILLUSION**



### **Indholdsfortegnelse:**

1. Illusions egenskaber
2. Generelt
3. Vigtigt at vide
4. Anbefalinger og fremgangsmåde

## 1. Illusions egenskaber

Illusion er en meget stærk type kunstskind der kan tåle aftørring med sprit.

Den tåler generelt flere typer af rengørings – og desinfektionsmidler end noget andet kunstskind på markedet. Det er dog vigtigt at man følger anvisningerne i denne vejledning, for at passe bedst muligt på polstringen, så du forlænger levetiden på skindet.

Illusion er meget strækbar, og denne egenskab gør at polstringen bliver mere blød og komfortabel sammenlignet med fx Stamskin.

Skindet er gennemfarvet. Små ridser, der evt. måtte komme pga. brug af skarpe redskaber, ses derfor ikke så nemt. Sammenlignet med Stamskin, er blødheden i Illusion yderligere en fordel i forhold til hvor nemt man får lavet dybere ridser i skindet.

**BEMÆRK!** Det er på ingen måde lavet til at modstå ridser!

Illusion er blevet testet i brug. Selvom man ikke kan sige at skindet er åndbart, så har man via test kunne konstatere at komforten er meget høj da kropsvarmen transmitteres væk.

## 2. Generelt

Tofistolen har ingen syninger og ingen skidtsamler omkring polstringerne. Dette sikrer en god hygiejne og meget nem rengøring.

Anbefalingerne i denne vejledning omhandler den bedste rengøring af polstringen, og tager ikke hensyn til eventuelle, for branchen, gældende regler vedrørende hygiejne. Er polstringen blevet misfarvet, kan dette IKKE fjernes mekanisk eller med stærke midler. Ethvert forsøg vil resultere i en forringelse af skindets overflade. Vi anbefaler derfor at der vælges en mørk farve hvor afsmitning ikke vil kunne ses.

### 3. Vigtigt at vide

**NB! De følgende anvisninger gælder KUN for Illusion!  
Dette kunstskind er særligt produceret til at kunne klare skrappere midler end andre mærker på markedet. Derfor bør ingen af de følgende anvisninger, benyttes på andre typer kunstskind.**

1. Aftørring med vand efter påføring af sprit er ikke en nødvendighed. Alle produkter efterlader imidlertid en hinde på skindet. Det gør sprit også og derfor er det altid en god idé at tørre efter med en klud, fugtet med vand. Det er en lille ting, men det vil forlænge skindets levetid.
2. Visse midler behøver ikke eftertørring med vand, men vi anbefaler at der altid tørres efter med vand af hensyn til skindets holdbarhed.
3. Visse typer af rengøringsmidler kan misfarve skindet, derfor anbefales det at være omhyggelig, med at undersøge det produkt man påtænker at benytte, inden anvendelse. Misfarvningen der evt. kan opstå, vil dog udelukkende være af kosmetisk betydning.
4. Microfiberklude slider unødigt på skindet. Det er derfor en god idé at anvende bomuldsklude, eller nogle af de mange desinfektionsklude (som fx WetWipes), der findes på markedet.
5. Datablad med fuld oversigt over hvilke produkter der kan anvendes, og i hvilken opløsning, kan sendes separat på mail hvis det ønskes. Skriv til os på mail [kontakt@bccteknik.dk](mailto:kontakt@bccteknik.dk)

## 4. Anbefalinger og fremgangsmåde

1. Tør stolen af med sprit, anden desinfektionsmiddel eller evt. en mild sæbevandsblanding (Brug kun bomuldsklude eller wiperes) mellem hver patient.
2. Når dagens arbejde er slut, tørres stolen over med en klud vredet op i mildt sæbevand. Tør gerne efter med vand.
3. Efter en uges arbejde, anbefaler vi at du benytter TofiClean til at rense godt op i skindet. Husk at tørre efter med klud fugtet med vand.

### Fremgangsmåde for TofiClean:

1. Spray på
2. Lad virke i 2-3 min.
3. Arbejd i cirkelbevægelser med den medfølgende svamp
4. Tør efter med en klud
5. Gentag om nødvendigt



<https://tofistol.dk/videoguide/#toficlean>